

Sunwheels

Fauteuil de Plage et Piscine



Le Sunwheels est un fauteuil roulant économique conçu pour aider les personnes à mobilité réduite à profiter de la plage et de la piscine.

Sunwheels est un fauteuil de mise à l'eau et non un dispositif de flottaison



AVANTAGES



- > Aide aux utilisateurs à rentrer dans l'eau en toute sécurité
- > Excellente mobilité sur le sable et les terrains meubles
- > Léger et facile à transporter
- > Montage rapide sans outils
- > Résistant à la corrosion
- > Pliable et peu encombrant
- > Personnalisable avec accessoires additionnels
- > Tissu à séchage rapide

Spécificités techniques

Composition	Châssis en aluminium avec traitement galvanisé – peinture époxy en poudre			
Dimensions du Sunwheels	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
	90 cm 35"	125 cm 49"	121 cm 47"	22 kg 48.5 lbs
Dimensions de l'assise	Largeur	Longueur	Hauteur	Capacité de Poids
	46 cm 18"	39 cm 15"	33 cm 13"	Min : 25 kg 55 lbs Max 135 kg 300 lbs
Dimensions du colis et poids	Dimensions du colis		Poids	Couleurs
	111 x 60 x 38 cm 44" x 24" x 15"		22kg 48,5 lbs	Tissu bleu et roues oranges
Diamètre roue arrière	44 cm – 17"			
Options	Ombrelle – Sac de transport			
Conforme aux normes	EN12182 CE and EN13485 CE			

Conditions d'utilisation

Le fauteuil Sunwheels est spécifiquement dédié au déplacement sur terrains meubles des personnes à mobilité réduite. Tout utilisateur doit obligatoirement être escorté à chaque utilisation.

Sunwheels n'est pas conçu pour le mauvais temps ou pour flotter dans une eau agitée. Notre fauteuil est idéal pour faciliter l'accessibilité aux piscines et aux mers / lacs calmes.

Tout usage du Sunwheels doit être effectué avec un accompagnateur. Pour leur sécurité, il est conseillé aux utilisateurs de porter un gilet de sauvetage dans l'eau. Merci de vérifier les lois locales et d'état concernant la réglementation sur le port du gilet de sauvetage.

LIMITE DE POIDS: Le poids maximum pour les utilisateurs est de 135kg.

Installation rapide et maintenance simple

INSTALLATION RAPIDE

Le montage et le démontage du fauteuil Sunwheels s'effectuent sans outils et en 5 minutes maximum.

Dépliez le châssis du Sunwheels et assurez-vous qu'il est bien stable. Fixez le dossier, montez et sécurisez les roues, puis installez et réglez le repose-pieds.

Ajoutez les accessoires optionnels si nécessaire et vérifiez que toutes les pièces soient correctement fixées avant utilisation.

MAINTENANCE SIMPLE

Rincez le fauteuil Sunwheels à l'eau douce après chaque utilisation, laissez-le sécher complètement et nettoyez-le uniquement avec un savon doux.

Vérifiez régulièrement les fixations, les roues et les accessoires afin de détecter d'éventuels dommages, respectez la limite de poids de 135 kg et rangez le fauteuil dans un endroit sec et à l'abri du soleil.



Applications

SABLE



OCÉANS & MERS



LACS



PISCINES



Quels sont nos équipements additionnels ?

Mobi-mat® Tapis d'accès



Mobi-roller™ Dérouleur manuel



Mobi-com™ Tapis publicitaire



Mobi-walk Déambulateur tout-terrain



 info@mobi-mat.com